

CEREC DİJİTAL TARAYICI KULLANIM KILAVUZU

ImplatechOne; Astratech Osseospeed Ev kütüphanesi ile uyumlu platforma sahiptir.

Lütfen aşağıdaki kullanım tablolarından ImplatechOne için CEREC® sisteminden uyumlu platformu seçiniz.

DİJİTAL ÖLÇÜ TRANSFERİ

SCAN POST (TARAMA BAŞLIKLARI) ÖLÇÜ TRANSFERİ

ImplatechOne				DENTSPLY ASTRA TECH OSSEOSPEED EV	
	Implant Ø	Tarama Başlığı Kodu	Plastik Kep	Implant Ø	Tarama Başlığı Kodu
NP	Ø3,3 - Ø3,7	NP-S Scan Post	S	Ø3,6	AT EV 3,6 S
RP	Ø4,1 - Ø4,7	RP-L Scan Post	L	Ø4,2	AT EV 4,2 L



DIGITAL CAD/CAM

RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ

CEREC TI-BASE ENGAGED DIGITAL ABUTMENT

ImplatechOne				DENTSPLY ASTRA TECH OSSEOSPEED EV	
	Implant Ø	TiBase Kod	Plastik Kep	Implant Ø	TiBase Kod
NP	Ø3,3 - Ø3,7	NP-S TiBase H0.7 NP-S TiBase H2.5	S	Ø3,6	AT EV 3,6 GH1 S
RP	Ø4,1 - Ø4,7	RP-L TiBase H0.7 RP-L TiBase H2.5	L	Ø4,2	AT EV 4,2 GH1 L

